

HORAS	21-oct	22-oct	24-oct
09:00am	Introducción a la tecnología de Illumina / explicación del flujo de trabajo	2da purificación de librerías	Revisión de datos
10:00am		2da electroforesis	
11:00am		Normalización de librerías genómicas	
12:00pm	1ra PCR, primers 16S		
01:00pm	almuerzo	almuerzo	
02:00pm	1ra purificación de librerías	Denaturación, dilución e inicio de corrida en el MiSeq	
03:00pm	1ra electroforesis		
04:00pm	2da PCR, índices Illumina	Corrida de MiSeq (~30 h)	
05:00pm			

	Teoría / Revisión de resultados
	Trabajo en laboratorio
	MiSeq en proceso de secuenciamiento